

常用型号规格

| 型号规格         | 导管F值 | 导管鞘有效长度(cm) | 导丝直径 (in) |
|--------------|------|-------------|-----------|
| K02-A0416GPZ | 4    | 16          | 0.025     |
| K02-A0516GPZ | 5    | 16          | 0.025     |
| K02-A0616GPZ | 6    | 16          | 0.025     |
| K02-A0410KPZ | 4    | 10          | 0.035     |
| K02-A0510KPZ | 5    | 10          | 0.035     |
| K02-A0610KPZ | 6    | 10          | 0.035     |
| K02-A0710KPZ | 7    | 10          | 0.035     |
| K02-A0810KPZ | 8    | 10          | 0.035     |
| K02-A0910KPZ | 9    | 10          | 0.035     |
| K02-A1010KPZ | 10   | 10          | 0.035     |

\*规格详见注册证

河北康誉医疗器械有限公司

网 址: <http://www.courymed.com>


联系方式: 0311-88882200/400-887-7986

地 址: 中国(河北) 自由贸易试验区正定片区河北正定高新技术产业开发区南区崇因路15号

导管鞘组

冀械注准20242030305

该产品适用于在经皮介入手术中辅助导管、电极、球囊导管等器械插入血管。



## 采用卡扣式

让扩张器和鞘管可靠的嵌合，有效的防止扩张器脱落。

## 独特的止血阀设计

利于扩张器的插入，方便导丝导管导入，具有良好的阻血性。

## 产品的技术特点及设计优势

### 1 良好的阻血性

- 独特的切缝设计，阻断手术过程中的血液泄漏。

### 2 易操作性

- 通过优秀的设计使得扩张器管及鞘管产生良好的过渡，易于将鞘管送入血管，同时配有亲水涂层导丝，穿刺更顺滑。

### 3 可固定性

- 鞘支架可围绕鞘外壳旋转，便于固定鞘外壳。

### 4 可视性

- 鞘管及扩张器管内含有不透射线的材质，易于实时检测到其插入位置及状态。

### 5 多种可选型号规格

- 根据病变位置不同、血管粗细不同可选择不同直径及长度的鞘管。提供4F-11F多种选择，满足临床的不同需求。

## 扩张器管与鞘管楔形过渡

在使用时可获得鞘管与扩张器“一体化”的操作感觉。