


微穿刺血管鞘

冀械注准20242030306

适用于将导丝、导管插入血管。



常用型号规格

名称	型号规格	外径F值	导丝直径(in)	微穿刺针(G)
微穿刺血管鞘	K25-04L118	4F	0.018	21
微穿刺血管鞘	K25-05L218	5F	0.018	21



河北康誉医疗器械有限公司

网 址:<http://www.courymed.com>

联系方式:0311-88882200/400-887-7986

地 址:中国(河北)自由贸易试验区正定片区河北正定高新技术产业开发区南区崇因路15号



康誉医疗
COURY MEDICAL

微穿刺内鞘与微穿刺外鞘 采用鲁尔接头连接

有效的防止微穿刺内鞘脱落



微穿刺内鞘与外鞘楔形过渡

在使用时可获得微穿刺内鞘与微穿刺外鞘
“一体化”的操作感觉

产品的技术特点及设计优势

1 易操作性

- 优秀的设计使得微穿刺内鞘及微穿刺外鞘产生良好的过渡，易于将鞘管送入血管内。

2 可视性

- 微穿刺内鞘及微穿刺外鞘内含有不透射线的材质，易于实时检测到其插入位置及状态。

3 型号规格

- 根据病变位置不同、血管粗细不同可选择不同直径的鞘管，提供4F、5F选择，满足临床的不同需求。