

常用型号规格

型号规格	固定带长度(mm)
K10-ZXQXY180	180
K10-ZXQXY220	220
K10-ZXQXY260	260



河北康誉医疗器械有限公司

网 址: <http://www.courymed.com>


联系方式: 0311-88882200/400-887-7986

地 址: 中国(河北) 自由贸易试验区正定片区河北正定高新技术产业开发区南区崇因路15号

一次性使用桡动脉压迫止血器

冀械注准20232140431


一次性使用桡动脉压迫止血器主要用于经皮介入手术后，
对患者的桡动脉穿刺部位进行临时性压迫止血。



康誉医疗
COURY MEDICAL

优化螺旋滑块结构

微调压力时更加顺畅



透明硅胶垫片

提高病人舒适度
方便医生观察止血效果

无弹性复合布

改善舒适度，提高稳固性