

常用型号规格

	型号规格	外径F值	导管有效长度(cm)	侧孔数量	末端弯形
外周	K04-5100039160	5F	100	0	MPA1
	K04-6100039510	6F	100	0	MPA1
	K04-6125039250	6F	125	0	MPA1
	K04-7100039250	7F	100	0	MPA1
	K04-7090039250	7F	90	0	MPA1
	K04-8100039250	8F	100	0	MPA1
	K04-8090039250	8F	90	0	MPA1
	K04-5100042280	5F	100	0	MPD
	K04-6100042530	6F	100	0	MPD
	K04-7100042530	7F	100	0	MPD
	K04-8095042250	8F	95	0	MPD
	K04-6055049250	6F	55	0	RDCI
	K04-7055049250	7F	55	0	RDCI
	K04-7055050250	7F	55	0	RDC
	K04-8055050250	8F	55	0	RDC
冠脉	K04-6100027250	6F	100	0	JL3.5
	K04-6100027510	6F	100	0	JL3.5
	K04-7100027250	7F	100	0	JL3.5
	K04-8100027251	8F	100	2	JL3.5
	K04-6100028250	6F	100	0	JL4
	K04-6100028510	6F	100	0	JL4
	K04-6100034250	6F	100	0	JR3.5
	K04-6100034510	6F	100	0	JR3.5
	K04-7100034250	7F	100	0	JR3.5
	K04-8100034250	8F	100	0	JR3.5
	K04-5100035160	5F	100	0	JR4
	K04-6100035250	6F	100	0	JR4
	K04-7100035250	7F	100	0	JR4
	K04-8100035250	8F	100	0	JR4
	K04-6100059250	6F	100	0	XB3
	K04-6100059510	6F	100	0	XB3

*规格详见注册证

河北康誉医疗器械有限公司

网 址:http://www.courymed.com

联系方式:0311-88882200/400-887-7986

地 址:中国(河北)自由贸易试验区正定片区河北正定高新技术产业开发区南区崇因路15号

导引导管


国械注准20233032037

适用于将介入器械或诊断器械
引入外周血管、冠状动脉和神经血管系统。




产品介绍

满足顾客需求,持续创新改进



光滑内壁



柔软尖端

柔软的导管尖端及光滑的内壁

减小进入血管时的阻力，降低对血管的损伤，
便于输送器械

具有良好的形状保持功能

使产品可以顺利到达预期位置

适宜的编织加强结构

增加导管扭控性能和支撑性能

良好的显影性

增加医生手术时的可视性

薄壁大腔

带来了良好的通过性和适配性

丰富的型号规格

适应各种临床应用需求