

导引导丝

冀械注准20242030020

用于引导其他器械插入血管，建立血管内通路，以便在外周血管中放置和交换介入器械。



常用型号规格

型号	导丝外径(in)	导丝长度(cm)	头端弯形
10335145	0.035	145	直头型
10335190	0.035	190	直头型
10335300	0.035	300	直头型



河北康誉医疗器械有限公司

网 址:<http://www.courymed.com>

联系方式:0311-88882200/400-887-7986

地 址:中国(河北)自由贸易试验区正定片区河北正定高新技术产业开发区南区崇因路15号




康誉医疗
COURY MEDICAL

产品介绍

满足顾客需求,持续创新改进

304不锈钢设计

提供良好的支撑性



头端磨削

良好的导丝柔顺性

特别的锥度结构设计，降低血管损伤

良好的通过性

导丝表面涂覆PTFE涂层，
使导丝表面更光滑，便于器械交换

1:1扭矩设计

精准操控导丝头端