

外周导引导丝

冀械注准20242030021

适用于引导其他器械插入血管，建立血管内通路。

常用型号规格

型号规格	导丝外径 (in)	导丝有效长度 (cm)	柔性头端长度 (cm)	头端形状	头端克重 (g)
1021811008	0.018	110	8	直头型	6.0
1021815008	0.018	150	8	直头型	6.0
1021820008	0.018	200	8	直头型	6.0
1021830008	0.018	300	8	直头型	6.0
1021815012	0.018	150	12	直头型	6.0
1021820012	0.018	200	12	直头型	6.0
1021830012	0.018	300	12	直头型	6.0




河北康誉医疗器械有限公司

网 址: <http://www.courymed.com>

联系方式: 0311-88882200/400-887-7986

地 址: 中国 (河北) 自由贸易试验区正定片区河北正定高新技术产业开发区南区崇因路15号




康誉医疗
COURY MEDICAL

产品介绍


满足顾客需求,持续创新改进

远端涂覆亲水涂层

进入过程顺滑减少对血管的损伤，
优异的跟踪性和通过性。



亲水涂层



柔性头端

优异的支撑性能

通体采用304不锈钢，
具备良好的支撑性能，便于导丝推送。

较强的显影性

含钨的高分子聚合物材质。

芯丝尖端锥度磨削

提供卓越的扭控性并传达到远端。

柔软的尖端

不易损伤血管，良好的安全性。