

常用型号规格

导丝适配:0.014" 适配导引导管:5F 公称压力:6atm

球囊额定爆破压



	球囊长度 (mm)								
	球囊直径 (mm)	6	9	12	15	20	25	30	40
输送杆长 143 cm	1.00	K33-1006	K33-1009	K33-1012	K33-1015				
	1.25	K33-1206	K33-1209	K33-1212	K33-1215				
	1.50	K33-1506	K33-1509	K33-1512	K33-1515				
	2.00	K33-2006	K33-2009	K33-2012	K33-2015	K33-2020	K33-2025	K33-2030	K33-2040
	2.25	K33-2206	K33-2209	K33-2212	K33-2215	K33-2220	K33-2225	K33-2230	K33-2240
	2.50	K33-2506	K33-2509	K33-2512	K33-2515	K33-2520	K33-2525	K33-2530	K33-2540
	3.00	K33-3006	K33-3009	K33-3012	K33-3015	K33-3020	K33-3025	K33-3030	K33-3040
	3.50	K33-3506	K33-3509	K33-3512	K33-3515	K33-3520	K33-3525	K33-3530	K33-3540
	4.00	K33-4006	K33-4009	K33-4012	K33-4015	K33-4020	K33-4025	K33-4030	K33-4040
	4.50	K33-4506	K33-4509	K33-4512	K33-4515	K33-4520	K33-4525	K33-4530	K33-4540
	5.00	K33-5006	K33-5009	K33-5012	K33-5015	K33-5020	K33-5025	K33-5030	K33-5040

*规格详见注册证



河北康誉医疗器械有限公司

网 址:http://www.courymed.com


联系方式:0311-88882200/400-887-7986

地 址:中国(河北) 自由贸易试验区正定片区河北正定高新技术产业开发区南区崇因路15号

冠状动脉球囊扩张导管

国械注准20253030958

该产品适用于对冠状动脉狭窄部位或旁路移植狭窄处以及搭桥血管的狭窄部位进行球囊扩张处理,以改善心肌灌注功能。



卓越的通过能力

亲水涂层设计，有效降低摩擦阻力
提高通过复杂迂曲病变能力

优异的导丝跟踪性能

激光一体成型的圆润尖端
避免鱼嘴现象的产生
减少对血管壁的损伤

规格齐全

尺寸覆盖范围广，适应多种血管尺寸病变，
可满足临床不同需求

良好的回抱性和回撤能力

球囊多翼折叠工艺进一步减小通过外径，
具有良好的回抱性和回撤能力，便于从血管内撤出